


# 試薬管理システム LABELS-RS Ver.3.0 & Ver.3.0plus

試薬管理の“高効率化”と“リスク管理”を両立します！

## こんな経験ありませんか？！


- ★ 年に1、2回しか来ない項目。試薬を探すのが毎回たいへん！
- ★ 期限の超過している標準試薬を使ってしまった！
- ★ 指定数量比率をリアルタイムに確認したい！
- ★ 棚卸集計を机上で簡単に済ませられたらどれだけ楽だろう？
- ★ 毒物試薬の使用承認、毎回台帳に手記入提出…正直面倒！！
- ★ 毒物試薬、直近の風袋重量を一覧表示で確認したい！
- ★ 使用中のみならず、廃棄した試薬の使用履歴を確認したい！
- ★ 試薬発注のタイミングを知らせてくれたら、在庫切れや注文ダブリを防げるのに！
- ★ リスクアセスメント！自社の対象試薬はどれ？どこにある？

- 1試薬につき1つ、固有の管理番号を取得！



## ◇システム構成イメージ

社内Webサーバー



管理ラベルシール

◇用途に合わせて3種類から選択

1,4-ジメチルベンゼン標準原液			
水質試験用	2 mL		
保管場所	クロマト分析室/冷凍庫H07		
品質期限	2017/05/31	開封日	
管理番号	H8264	有効期限	
		購入日	2016/07/15

レーザープリンター仕様 A4サイズ (12ラベル/1Sheet)

1,4-ジメチルベンゼン標準原液			
クロマト分析室/冷凍庫H07			
購入日	2016/07/15	品質期限	2017/05/31
開封日	/ /		
有効期限	1年		H8264

耐酸・耐溶剤仕様 小型ロール紙タイプ  
※別途専用プリンターが必要です

1,4-ジメチルベンゼン標準原液			
クロマト分析室/冷凍庫H07			
購入日	2017/03/02	品質期限	2022/03/01
開封日	/ /		
有効期限	1年		H8264

P-Touch テープ幅36mm用

## タブレット版との併用

- ① 作業現場で試薬の検索ができます
  - ② 手元で在庫確認ができます
  - ③ 開封・廃棄の処理作業ができます
  - ④ 出庫・入庫の管理ができます  
(現在誰が持ち出し中かを表示)
  - ⑤ タブレットの検索履歴から試薬検索できます
  - ⑥ 期限を超過した試薬を抽出できます
- ※Webブラウザでのご利用となります。 ※iOSを除く

## クライアントPC

Webブラウザ (Chrome・IE) からアクセスして利用しています。  
クライアントPCの台数に制限はありません。

## Ver.3.0 plus 専用機能

### PRTR制度 水質汚濁防止法 対応

自社内の対象試薬を瞬時に一覧表示！PRTR機能においては、年間使用量を常時把握、更にアラートでお知らせします。



タブレット画面

パソコン画面

## LABELS-RSのお問合せ先

住所：〒510-0023 三重県四日市市午起 2-4-18

mail : webman@tokai-techno.co.jp

TEL : 059-332-5122 FAX : 059-331-2289

営業部 IT事業室 市田



# 試薬管理システム

# LABELS-RS

# Ver.3.0 & Ver.3.0plus

## 動作環境

### サーバー

種類	ソフト名	バージョン	備考
ウェブサーバー	IIS	7.0 以上	※IISが動作する環境であれば可能
システム実行環境	.NET Framework	4.5 以上	
データベース	SQL server	2008~2016	※Expressエディション可

### クライアントPC

種類	ソフト名	バージョン	備考
ブラウザ	Chrome	32.0.1700 以上 推奨	
	Internet Explorer	11 以上	
PDFリーダー	Adobe Reader	10.1.4以上 推奨	※その他PDFが閲覧できるソフトウェアであれば可能

タブレット ※画面サイズは9.4型 WXGA (1280×800) 以上 推奨

種類	ソフト名	バージョン	備考
ブラウザ	Chrome	32.0.1700 以上 推奨	※AndroidのChromeも可
	Internet Explorer	11 以上	※iOSには対応していません

## 各種レポート書式

PDF書式・Excel出力

登録試薬管理台帳

登録番号	試薬名	規格	保存量	メーカー	購入日	CAS番号	保管日	品質管理	Lot番号	有効期	備考
E262	トリス	和光純粋	500	和光純粋	2013/12/27						
E266	トリス	和光純粋	500	和光純粋	2013/12/27						
E275	トリス	和光純粋	100	和光純粋	2013/12/27						

指定数量比率一覧表

危険物分	保存量の合計	単位	係数	指定数量(単位:kg)	指定数量計算結果	管理番号	製品番号	製品名
4-1-II	500	ml	0.001	0.5	0.0005	CT94	4087481200082	メタクリル酸メチル、モノ
4-1-II	3	l	1	3	0.015	BD45	408747913	ヘキサミン(食塩基、水)
4-2-II	100	ml	0.001	0.1	0.0001	E299	4087481211117	メタクリル酸ブチル

秤量試薬記録台帳

使用年月日	使用量	残量	使用箇所	用途	承認者
2016/01/26 10:40	217.0999	0.0000	217.0999	野野 拓馬	北出 知久
2016/01/26 13:02	217.0999	0.0000	217.0999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/01 11:04	215.1999	0.0000	214.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/02 15:22	214.9999	0.0000	214.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/08 10:38	214.9999	0.0000	214.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/08 19:24	214.9999	0.0000	214.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/16 13:55	212.0999	0.0000	212.0999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/22 14:55	212.0999	0.0000	211.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/24 13:15	211.9999	0.0000	211.0000	野野 拓馬	北出 知久

リスクアセスメント対象試薬

登録番号	試薬名	規格	保存量	メーカー	購入日	CAS番号	保管日	品質管理	Lot番号	有効期	備考
1	等電置換 製品番号										
2	製品名: 0.01mol/L 酸化銅(II)水溶液(1/10)										
3	E 3539 37854082 0.01mol/L 酸化銅(II)水溶液(1/10)	500 mL	1310-73-2	中央分析室	製品番号 A03	2018/1/28		検査済	2013/11/28	2016/2/23	

## 価格

- LABELS-RS Ver.3.0 ソフトウェア 500,000円(税別)
- LABELS-RS Ver.3.0plus ソフトウェア 700,000円(税別)
- 試薬情報一括登録 (1,000件まで) 100,000円(税別) ~ ※1000件以上 別途ご相談
- 初期導入支援 (サーバーへのセットアップ) 200,000円(税別) ※交通費別

## 価格についての注意!

サーバー、PC、タブレット、バーコードリーダー、ワイヤレススキャナーといったシステムに使用するハードウェアは、LABELS-RSソフトウェアの価格に含まれておりません。

## LABELS-RSのお問合せ先

住所: 〒510-0023 三重県四日市市午起 2-4-18

mail: webman@tokai-techno.co.jp

TEL: 059-332-5122 FAX: 059-331-2289

営業部 IT事業室 市田

