



株式会社 東海テクノ

https://www.tokai-techno.co.jp

ECOLOGY & SCIENCE


LABELS-RS

試薬管理システム Ver.4.5

試薬管理の“高効率化”と

“リスク管理”を両立します！

クラウド版専用モデル システム構成イメージ



クラウド版のメリット

- ★ 年々追加されていくGHS対象物質。リスクアセスメントのマスタ整備を追従する担当者の一番の悩みであり負担とするところをココを弊社の方で対応致します。
- ★ ご利用料金はそのままに、最新のバージョンに更新致します。
- ★ データは日次でバックアップ致します。(一世代分を保持)
- ★ 万が一のトラブル発生時にサポートできることは、リモートにて机上から対応できます。

Ver.4.0の機能に加え、より便利に！

- ★ 試薬マスタにてSDSの保存先URLを登録することにより(登録日の記録も可)在庫一覧の画面からでもボタン1つでSDSを表示！
- ★ GHSシンボルラベルの発行
 - ・ 試薬マスタにて選択登録しておくことで、在庫一覧の場面にもシンボルマークを表示すると同時に、印刷も行える。
 - ・ GHSシンボルラベル発行専用のメニューから、既に管理ラベルのある在庫試薬のコピーで発行する、或いは自由選択による発行の2パターンで印刷できる。
- ★ リスクアセスメントのマスタデータ
 - ・ リスクアセスメントのマスタデータとして登録された日やデータ更新された日が、カレンダーから一覧で確認することができ、Excelのエクスポートにも対応しています。

これらの機能に加え！

- 棚卸機能がさらに追加・拡張されました！
- ★ 管理番号シールのバーコードを活用した実地棚卸が可能になりました。
- ★ 棚卸の進捗確認や管理者による承認、棚卸実施結果のExcelエクスポートが可能となりました。



1 試薬につき1つ、固有の管理番号を取得！



試薬受付

- 納品された試薬情報の呼び出し
- 保管庫／収納棚の割り付け
- バーコード付き管理ラベルの発行



試験室・天秤室

バーコード
読み込みの場面

- 開封作業
- 秤量作業
- 廃棄作業

- 登録在庫試薬の状態把握
- 期限切れ試薬の整理
- 棚卸集計の常時計算
- 試薬発注タイミング
- GHSシンボルの発行



管理者

- 秤量、電子承認
- 危険物の指定数量比率
- 使用履歴確認
- リスクアセスメント管理
- 廃棄試薬承認
- 廃棄済み試薬の履歴確認
- 購入量把握
- SDSの保存と整理



価格

クラウド版

- クラウドサービスご利用料
30,000円(税別)/月額

※以下の料金にご利用料金に含まれます
・ 試薬情報一括登録・初期導入支援
・ バージョンアップ・データバックアップ

無料トライアル

- ★ クラウドによる体験版
専用URLとパスワードをご提供
※ご利用期間は1ヵ月

・クライアントPC

種 類	ソフト名	備 考
ブラウザ	Chrome	※ 最新版を推奨
	Edge	※ 最新版を推奨
PDFリーダー	Adobe Acrobat Reader	※その他PDFが閲覧できるソフトウェアであれば可能

ラベル

● 管理ラベル

用途に合わせて3種類から選択できます。

エタノール (99.5)

試薬特徴 500 mL

保管場所 中央分析室/薬品庫A26

品質期限 2027/01/26 開封日

管理番号 J9487 有効期限 1年 購入日 2022/01/27

汎用レーザープリンター仕様
A4サイズ
(12ラベル/1Sheet)

エタノール (99.5)

中央分析室/薬品庫A26

購入日 2022/01/27 開封日 2027/01/26

管理番号 J1455

耐酸・耐溶剤仕様
小型ロール紙タイプ
※別途専用プリンターが必要です

エタノール (99.5)

中央分析室/薬品庫A26

購入日 2022/01/27 開封日 2027/01/26

管理番号 J1455

P-Touch
テープ幅36mm用

● GHSシンボルラベル

用途に合わせて2種類から選択できます。

調整試薬の容器など、
GHSシンボルを自由に選択し、
必要な枚数を発行

注意事項

GHSシンボルは2色刷りでの発行が必須のため、管理ラベルとは別にbrother社のQL-800の準備が必要になります。

調整試薬の容器など、
GHSシンボルを自由に選択し、
必要な枚数を発行

注意事項

GHSシンボルは2色刷りでの発行が必須のため、管理ラベルとは別にbrother社のQL-800の準備が必要になります。

既に在庫している試薬を小分けした時など、GHSシンボルのコピーで、必要な枚数を発行

発行イメージ



J1455

● 試薬在庫管理 画面

● 各種レポート書式

PDF書式・Excel出力

● 指定数量比率一覧表



他にも
各種レポートを
ご用意しています！

- 保管庫別棚卸台帳
- 登録試薬在庫台帳
- 秤量試薬記録台帳
- リスクアセスメントスタ台帳

● リスクアセスメント対象試薬

LABELIS-RSのお問合せ先

住 所 〒510-0023 三重県四日市市午起 2-4-18

TEL 059-332-5122 FAX 059-331-2289

mail webman@tokai-techno.co.jp ソリューション事業部 市田

